



**Автоматическое втягивание иглы** после проведения полной инъекции

Раствор для инъекции (количество может отличаться от объема, представленного на иллюстрации)



### ! Пожалуйста, учтите следующее

- ▶ **Инъекция осуществляется только 1 раз в неделю.**  
В день недели, определенный заранее.
- ▶ Используйте шприц только до истечения срока годности, а также в том случае, когда раствор в шприце желтоватого цвета и прозрачен.
- ▶ Возможные пузырьки воздуха в растворе являются невинными и перед инъекцией не удаляются.
- ▶ Это руководство по проведению инъекции не заменяет собой информацию по использованию шприца, пожалуйста, прочтите внимательно информацию.

## Подготовка проведения инъекции



- ▶ Основательно вымыть руки.
- ▶ Подготовьте шприц и тампон для дезинфекции, пропитанный спиртом.
- ▶ Вынуть шприц из упаковки, удерживая его за цилиндр. Не прикасаться к поршню или защитному колпачку для иглы.



- ▶ Выбрать место инъекции (низ живота, на расстоянии несколько сантиметров от пупка или передней части бедра).
- ▶ Протереть место инъекции тампоном для дезинфекции, пропитанным спиртом.
- ▶ Помните о необходимости изменения места инъекции при следующей инъекции.
- ▶ Совет: пользуйтесь календарем для проведения инъекции, чтобы зафиксировать дату и место инъекции при ее еженедельном проведении.

## Проведение инъекции



1

- ▶ ржать шприц за цилиндр и снять защитный колпачок.
- ▶ Еще не прикасайтесь к поршню.
- ▶ Не прикасайтесь к игле перед проведением инъекции.



2

- ▶ Взять шприц в руку, как шариковую ручку.
- ▶ Другой рукой в выбранном месте проведения инъекции большим и указательным пальцами образовать складку на коже.
- ▶ Ввести иглу прямо в кожаную складку под углом 90 градусов.



3

- ▶ Надавить большим пальцем на поршень, пока шприц не опустеет.



4

- ▶ Теперь снять большой палец с головки поршня и вынуть шприц из складки кожи.
- ▶ Предохранительная система автоматически втягивает иглу.
- ▶ Отпустить складку кожи.