

SERINGUE PRÊTE À L'EMPLOI

NORDiMET® Notice abrégée pour pratiquer l'injection



Retrait automatique de l'aiguille une fois l'injection effectuée

Solution injectable (la quantité peut varier de celle indiquée sur l'illustration)



! À noter

- ▶ **L'injection doit être réalisée 1 x par semaine**, toujours le même jour.
- ▶ Utilisez la seringue uniquement avant la date de péremption et lorsque la solution est claire et de couleur jaune.
- ▶ La présence possible de bulles d'air dans la solution n'a aucune incidence et elles ne sont pas retirées avant l'injection.
- ▶ Cette notice ne remplace pas le mode d'emploi, lisez-le attentivement.

Préparation de l'injection



- ▶ Se nettoyer soigneusement les mains.
- ▶ Préparer la seringue et la compresse imbibée d'alcool.
- ▶ Retirer la seringue de l'emballage en la saisissant par le cylindre, ne pas la saisir par le piston ou le capuchon de protection de l'aiguille.



- ▶ Choisir le point d'injection (bas du ventre, à quelques centimètres du nombril ou à l'avant des cuisses).
- ▶ Nettoyer le point d'injection avec la compresse imbibée d'alcool incluse.
- ▶ Le point d'injection doit être différent à chaque injection.
- ▶ Astuce : utiliser un calendrier d'injection pour noter la date et le point d'injection de l'injection hebdomadaire.

Réalisation de l'injection



- 1 Tenir la seringue par le cylindre et retirer le capuchon.
- ▶ Ne pas encore appuyer sur le piston.
- ▶ Ne pas toucher l'aiguille avant l'injection.



- 2 Prendre la seringue en main comme un stylo.
- ▶ Avec l'autre main, former un pli de peau au niveau du point d'injection avec l'index et le pouce.
- ▶ Introduire l'aiguille complètement dans le pli de peau à un angle de 90 degrés.



- 3 Abaisser complètement le piston avec le pouce jusqu'à ce que la seringue soit vide.



- 4 Retirer à présent le pouce de la tête du piston et retirer la seringue du pli de peau.
- ▶ Le système de sécurité rentre l'aiguille automatiquement.
- ▶ Lâcher le pli de peau.

Mode d'emploi vidéo de l'injection: www.nordimet.de